

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

كلية العلوم و التكنولوجيا


قسم الجذع المشترك للعلوم و التكنولوجيا



**Université Frères Mentouri  
Constantine**

**1**

# الأعمال التطبيقية في الكيمياء 1 TP Chimie 1



موجهة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا  
السنة الجامعية 2021/2020

## **برنامج الأعمال التطبيقية في الكيمياء ١ المقررة في السادس الأول :**

- 1- الإحتياطات الأمنية في المخبر (عن بعد)**
- 2- خصائص الغازات ( تحديد الكتلة المولية لغاز مثالي) (عن بعد)**
- 3- التمدد الخطى للمعادن (حضوريا)**
- 4- تحضير المحاليل (حضوريا)**

# العمل التطبيقي الأول : الإحتياطات الأمنية في المخبر

المختبر هو المكان الذي تجري فيه كثير من العروض العملية والتجارب، وتوجد به مواد كيمائية صلبة وسائلة، وقد توجد به غازات وأبخرة ويمكن أن يكون العمل في المختبر آمناً غاية الأمان لو كان جيد التصميم وتتوفر فيه اشتراطات الأمان والسلامة. وينشأ الخطر في المختبرات من:

- ❖ الإهمال في الصيانة لتصنيفات الغاز، أو المواقف، أو الأجهزة والزجاجات.
- ❖ الإهمال في الإستخدام مثل الإهمال في التأكيد من نوعية وصلاحية المواد، أو مقاديرها، أو التراخي في ارتداء الملابس المناسبة.

## 1- إشتراطات لتحقيق الأمان والسلامة في المختبرات الكيميائية



1. تدريس الطلاب على موقع وإستخدام جميع معدات الطوارئ والسلامة قبل ممارسة النشاط داخل المختبر.
2. تحديد إجراءات السلامة التي ينبغي اتباعها في حال وقوع حادث / الطوارئ.
3. معرفة موقع وكيفية قفل صمامات الغاز والمياه والكهرباء في المختبر.
4. معرفة موقع وكيفية إستخدام جميع المعدات في حالات الطوارئ والسلامة (مرش، غسل العين، مجموعة الإسعافات الأولية، وبطانية الحريق، طفايات الحرائق وتسرب الرئيق، الخ...).
5. الحفاظ على قائمة أرقام هواتف الطوارئ بالقرب من الهاتف.
6. إجراء التدريبات المناسبة على خطة الأخلاع على أساس منتظم.

## 2- ضمان السلوك السليم داخل المختبر

1. التأكيد من ارتداء الطلاب لمعدات الوقاية الشخصية المناسبة (أي النظارات الواقية، المازر، القفازات).
2. لا تترك الطلاب دون إشراف في المختبر.
3. لا يسمح للزوار بالدخول غير المصرح به إلى المختبر.
4. لا تسمح للطلاب بإستخدام المواد الكيميائية خارج المختبر.
5. تعريف الطلاب بجميع إجراءات الطوارئ.
6. الإبلاغ فوراً عن أي تسرب، اوحادث، أو إصابة عند حدوثها.
7. كن حذراً عند التعامل مع الأواني الزجاجية الساخنة والأجهزة في المختبر.
8. تأكيد من عدم وضع المذيبات القابلة للاشتعال في المنطقة المحيطة باللهب.
9. إيقاف تشغيل كافة أجهزة التدفئة والحنفيات، وصمامات الغاز، والماء عندما لا تكون قيد الاستعمال.

## 3- ممارسات النظافة الصحية داخل المختبر

1. إبقاء اليدين بعيداً عن الوجه، العيون، الفم، والجسم أثناء إستخدام المواد الكيميائية.
2. لا ينبغي أبداً إصطحاب أو تناول الطعام والشراب في المختبر.
3. غسل اليدين بعد إزالة القفازات، وقبل مغادرة المختبر.
4. إعادة أي معدات للوقاية (مثل القفازات، مازر المختبر، نظارات الواقية) في الأماكن المخصصة لحفظها قبل مغادرة المختبر.

## 4- الإحتياطات الواجب إتباعها للسلامة من المواد الكيميائية المستعملة

### 4-1- التعامل مع المواد الكيميائية

1. التحقق من الملصق للتأكد من أنه هو المادة الصحيحة قبل إستخدامه.
2. ارتداء القفازات المناسبة والمقاومة قبل التعامل مع المواد الكيميائية.
3. لا تلمس أي مادة كيميائية مباشرة بيديك ولا بد من استخدام الملعقة الخاصة بذلك.
4. استخدام حمام الماء الساخن لتسخين السوائل القابلة للاشتعال.
5. عند تخفيف الأحماض لابد من إضافة الحمض المركز إلى المياه المقطرة ببطء وليس العكس.
6. لا تضع الحاوية مباشرة تحت أنفك ولا تستنشق الأبخرة.

## 4-2- صيانة المواد الكيميائية

1. تنفيذ عمليات التفتيش العادية لجرد المواد الكيميائية الموجودة.
2. تحديد المخزون للمواد الكيميائية سنويًا على الأقل، أو على النحو المطلوب من قبل الإدارة.
3. يتم الحفاظ على جميع المواد الكيميائية في عبوتها الأصلية.
4. عدم تخزين المواد الكيميائية على مقاعد المختبر، أو على الأرض.
5. تعريف طرق التخزين والمناولة، ومتطلبات التخلص من كل المواد الكيميائية المستخدمة.
6. توفير الإحتياطات الازمة لوقاية العمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطيرة والتخلص من نفاياتها.
7. وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتدالولة في المختبر موضحاً بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها وإحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى مسؤول المختبر أن يحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها.
8. تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطيرة والمواد المسيبة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

## 5. الاشارات الأمنية الواجب احترامها في المختبر

### 1.5 إشارات المنع Les panneaux d'interdiction

عادة تكون هذه الإشارات بلون أحمر ، وهي إشارات تحذيرية عالية في الأهمية ، و هذه بعض الأمثلة عليها :




### 2. الإشارات الإجبارية Les panneaux d'obligation

تدل هذه الإشارات على الإحتياطات الواجب اتخاذها قبل البدء بالعمل المخبري أو العمل في ورشات وهي ذات لون أزرق، و هذه بعض الأمثلة



### 3. اشارات الاستدلال و المعلومات Panneaux de sauvetage et de secours

هي إشارات توجيهية لما يجب إتباعه في الحالات الطارئة، أو هي إشارات استدلالية واستعلامية وهي ذات لون أخضر، و هذه أمثلة عنها:



### 5. اشارات التحذير و التنبيه على الخطر Panneaux d'avertissement et de signalisation de risque

تدل الإشارات أدناه على احتمالات الخطر الموجود في المنطقة المشار إليها وتنبه منها :





## الأسئلة

يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية في شكل تقرير يقدم في الفترة ما بين 13 و 25 فيفري 2021، يحتوي على العناصر التالية :

- 1- مقدمة 2- الأخطار الكيميائية في المختبر 3- كيف نتعامل مع أخطار المواد الكيميائية 4- ماهي التوصيات في حالة حدوث حريق أو حادث في المختبر 5- الإجابة عن الأسئلة الموجدة في العمل (الجزء 1، 2 و3). 6- خاتمة.

**1. الجزء الأول :** أعط مدلول الإشارات الأمنية التالية باللغة العربية و حدد من بينها الخاصة بالمواد الكيميائية:



## **الجزء الثاني : القواعد الأساسية في العمل في المخبر**

1. لماذا يجب إرتداء مترز أبيض من القطن أثناء العمل في المخبر ؟؟
2. ما هي أهم الإحتياطات الواجب اتخاذها في حالة التعامل مع حمض قوي و مركز مثل HCl ؟؟
3. ماذا تفعل أو ما هو الاجراء الآمني المناسب في إحدى الحالات التالية :
  - 1.3. ملابس أحد زملائك في المخبر بدأت تحرق نتيجة تفاعل كيميائي.
  - 2.3. بعض المواد الكيميائية المتطايرة وصلت إلى عينيك.
  - 3.3. خلال تعاملك مع مادة NaOH الصلبة، سقطت بعض منها على جلدك.
4. قبل القيام بأي تجربة كيميائية في المخبر، ماذا يجب ان نفعل..؟

## **الجزء الثالث : المصلقات الخاصة بالمواد الكيميائية**

1. عرف ما هي الملصقة الكيميائية التي توضع على القارورة الكيميائية .
2. أرسم مثلا عنها و حدد أهم المعلومات التي فيها .
3. عادة ما نجد عبارات مثل R، H، P، في الملصقة فماذا تمثل ؟ أعط بعض الأمثلة عليها و حدد ما هي العبارات الخاصة بالمصلقة على قارورة حمض HCl ؟؟

14 Luc

خصائص الغازات

(تحديد الكتلة المولية لغاز)

T.P. № 2

1) الهدف من التجربة: حساب الكتلة المولية (الوزن الجزيئي) باستعمال قانون الغازات المثالية.

2) الجائب النظري: نتعامل في حياتنا اليومية مع غازات عديدة مثل الهواء، الأكسجين ( $O_2$ )، الأزوت ( $N_2$ )، بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون ( $CO_2$ ) وجميعها غازات حقيقة جزيئاتها لها حجم وتنتمي فيما بينها، عند تبريدها أو ضغطها فإنها تتكافأ إلى سوائل (تحول من الطور الغازي إلى الطور السائل).

توجد بالمقابل غازات افتراضية تسمى بالغازات المثلالية يشترط فيها أن يكون حجم جزيئاتها مهمل (المسافة المتوسطة بين جزيئاتها كبيرة جدا مقارنة بقطرها) ولا يكون هناك تداخل بين جزيئاتها، جميع الغازات الحقيقية عند ضغط منخفض ( $P < 1 \text{ atm}$ ) ودرجة حرارة أكبر من درجة غليانه ( $T > 300 \text{ K}$ ) تسلك سلوك الغازات المثلالية ويمكن أن تطبق عليها قانون الغازات المثلالية.

إن العلاقة التي تربط بين كمية غاز مثالي ( $n$ ) وضغطه ( $P$ ) وحجمه ( $V$ ) ودرجة حرارته المطلقة ( $T$ ) تعرف بقانون الغازات المثلية وصيغته الرياضية :

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

فإذا تم قياس الضغط بوحدة (atm) ، الحجم باللتر(L) ، درجة الحرارة(K) وكمية الغاز بالمول (mol) فإن ثابت الغازات المثالية يأخذ القيمة:

$$R = 0,082 \text{ (L.atm/mol.K)}$$

يمكن حساب كمية غاز موجود في إناء معطوم الحجم وعند درجة حرارة وضغط معلومين من العلاقة:  $n = (P \cdot V) / (R \cdot T)$   
من جهة أخرى فإن عدد مولات غاز ما يمكن حسابها بمعرفة كتلة الغاز وكتلته المولية:  $M = m / n$  وبالتالي نجد أن:

$$M = (m \cdot R \cdot T) / P \cdot V \quad (1)$$

تسمح لنا المعادلة الأخيرة (١) بحساب الكثافة المولية لغاز ما بمعرفة كثافته، درجة حرارته، حجمه وضغطه.

في هذه التجربة يتم تبخير كمية قليلة من سائل طيار (أنظر الجدول) في إناء معلوم الكتلة، يغمس الإناء في حمام مائي وبما أن درجة حرارة غليان السائل أقل من درجة حرارة غليان الماء فإن السائل سيتبخر كلياً ويمتلئ الإناء بالغاز (بخار السائل) بعد طرده للهواء الموجود بالإناء إلى الخارج. إن ضغط الغاز في الإناء في حالة توازن مع الضغط الجوي السائد في المخبر،

السلقل	الصيغة الكيميائية	T <sub>vap</sub> (c°), 1 atm
أسيتون	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	56.5
ميتابول	CH <sub>4</sub> O	64.7
إيتانول	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	78.5
شكسان	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	69.0

باستعمال مقاييس الضغط (بارومتر) يتم قياس الضغط الجوي في المخبر وهو نفسه ضغط الغاز في الإناء من جهة أخرى فدرجة حرارة الغاز في الإناء هي نفسها درجة حرارة الحمام المائي التي يمكن قياسها بالات محمد

بعد التأكيد من تبخر كل السائل في الإناء نخرجه من الحمام المائي ويترك ليبرد عند درجة حرارة الغرفة فينكافف الغاز إلى سائل عندهن نزن الإناء ونحدد كتلة الغاز وباستعمال العلاقة (١) نحسب الكتلة المولية للغاز.


٣) الحاتب العملي:

## **أ- الأدوات و المواد المستعملة:**

حمام مائي، أرلن 125 ml، بيشر 1000 ml، ترمومتر، ميزان، ورق المونيوم، سلك نحاسي، شريط لاصق، سائل طبار.

## بـ- طريقة العمل:

- نجف الإناء (أرلن حجمه 125 ml) جيداً ثم تزنه مع قطعة ألومنيوم مربعة الشكل طول ضلعها 6 cm وسلك نحاسي بطول 10 cm ونسجل وزن هذه المجموعة.
- نضع 3 ml من السائل الطيار في الإناء ثم نغلقه بورقة ألومنيوم جيداً بالاستعانة بالسلك النحاسي بلوبي نهايته جيداً باليد.
- نتأكد بإحكام غلق الإناء بورقة ألومنيوم ثانية مربعة الشكل أكبر من الأولى (طول ضلعها 8 cm) بالاستعانة هذه المرة بشريط لاصق ثم بتأنى نحت قبض صغير في غطاء الإناء بواسطة إبرة (الشكل-1).




5 - في بيسير حجمه 1000 ml نضع 300 ml من الماء ونسخنه حتى الغليان مع الانتهاء لعدم تطايره بعدها نغمس الإناء المحتوى على السائل الطيار في الحمام المائي بحيث يغطي أغلبه (شكل-2) (يمكن الاستعانة بقطعة معدنية حتى لا يطفو الإناء فوق الماء).

7 - لاحظ أن مستوى السائل في الإناء يبدأ في الانخفاض عندما يبدأ التبخر، البخار الزائد يخرج عبر القبض الموجود على الغطاء، عندما يختفي السائل كلياً من الإناء نستمر في التسخين لمدة خمس دقائق أخرى وأثناءها نقيس درجة حرارة الحمام المائي بواسطة ترمومتر ونسجلها ونكون قد حددنا درجة حرارة الغاز في الإناء.

8 - بحرر نخرج الإناء من الحمام المائي ونتركه يبرد حتى درجة حرارة الغرفة وأثناء ذلك نقيس الضغط الجوي في المخبر بواسطة مقياس الضغط(البارومتر) ونسجله وهو نفسه ضغط الغاز في الإناء (توازن بين ضغط الغاز والضغط الجوي).

9 - عندما يبرد الإناء نجفه جيداً من الخارج، ثم بحرر شيد نزع الغطاء الخارجي(الغطاء الثاني)، نجف الوجه الخارجي للغطاء الأول، لاحظ وجود سائل أو قطرات داخل الإناء؟ نقوم بوزن الإناء (مع غطائه والسلك النحاسي)، نسجل الوزن ونكون قد حددنا وزن السائل المختلف وهو نفسه وزن الغاز.



10- ننزع الغطاء الأول عن الإناء ونغسل هذا الأخير بالماء ثم نملنه بالماء المقطر حتى حوافه، نزنها مع ورقة الألومنيوم (الغطاء الأول) والسلك المعدني، نسجل الوزن، نقيس وزن الماء في الإناء و منه نحدد حجم الإناء (الأرلن).  
أخيراً، باستعمال العلاقة (1) نحسب الكتلة المولية للغاز وبالاستعانة بالجدول السابق نتعرف عليه.

تمرين يحل خلال الحصة من طرف الطلبة

عينة من سائل تم تغييرها في إناء حجمه 250 ml عند  $100^{\circ}\text{C}$  فكان ضغط البخار الناتج 0,975 atm و عند تكثيفه كان وزنه 685 mg

ما هي الكتلة المولية لهذه المادة؟ ما هي الكتلة الحجمية لبخارها  $\text{g.L}^{-1}$ ? ما هو عدد مولاتها و عدد جزيئات الغاز؟

كيمياء I

## التمدد الخطى للمعادن

T.P. N° 3

المواد المستعملة:

- انظر الورقة الموجودة على الطاولة و المسجل عليها كل ما تمتاز به التجربة من مواد.

موضوع التجربة:

تعين التمدد الخطى للمعادن بدلالة درجة الحرارة.

التركيب و طريقة العمل:

نربط مقياس التمدد على دارة الماء للمنظم الحراري. ( يجب يبعد الأنابيب المطاطية للتمويل والصرف عن مقياس التمدد لتحاشي تسخينه ).  
بعد تثبيت صفيحة القياس، يوضع السلم المدرج للمقارن على الصفر ويحسب التمدد بدلالة درجة الحرارة.

نجري للقياسات ابتداء من ( $45^{\circ}\text{م}$ ) و يوضع الماء الساخن في الوعاء بالماء البارد بعد نهاية التجربة.

( يزداد الطول، في مجال درجات الحرارة المعتبرة، بصورة خطية مع درجة الحرارة تقريبا ) لذلك نكتفى بتجربتين لكل معدن.

يحسب معامل التمدد  $\alpha$  بـ :

$$l = l_0(1 + \alpha(T - T_0))$$

و منه

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0 \Delta T}$$

يرجى من كل طالب استعمال الدراسة الإحصائية لرسم المنحنيات  
( استعمال مستقيم التسوية )

# التمدد الخطي للمعادن

التاريخ

رقم الطاولة

رقم الفوج

رقم المجموعة

أسماء عناصر المجموعة:

Fe	
$T_0$ °C =	
$\Delta l$ (mm)	T °C
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75

Cu	
$T_0$ °C =	
$\Delta l$ (mm)	T °C
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75

Al	
$T_0$ °C =	
$\Delta l$ (mm)	T °C
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75

ملاحظة:

تحضير المحلول

T.P. № 4

موضوع التجربة:

- التعرف على مختلف أدوات القياس الحجمي و كيفية استعمالها.
- التعرف على كيفية استعمال ميزان تحليلي.
- التعرف على كيفية تحضير مختلف المحلول.

1- أدوات القياس الحجمي:

يجب أن تفرق بين نوعين من الزجاجيات.

- التي تسمح بقياس دقيق للحجم (ماصات - سحاحات - حوجلات)
- التي تسمح بقياس تقريري للحجم (بישرات مدرجة - أنابيب مدرجة)

كما تسمح البيشرات والأرلانات وأنابيب الاختبار بإجراء التفاعلات الكيميائية.  
لوزن المواد الصلبة نستعمل بصفة عامة زجاجيات ساعة، وللإذابة نستعمل الحوجلات.

2- تحضير المحلول:2-1 ابتعاده من محليل ذات تراكيز معروفة (C) تقوم بعملية التخفيف.

يجب حساب الحجم ( $V$ ) الواجب أخذنه من محلول المركز.

$$CV = C_1V_1 \rightarrow V = C_1V_1/C \quad \text{لدينا:}$$

نستعمل حوجلة ذات حجم ( $V_1$ )، باستعمال ماصة نأخذ الحجم ( $V$ ) من محلول المركز من بisher،  
تتم بالماء المقطر حتى الخط ثم نحرك.

### تطبيقات:

تحضير محليل من الأحماض التالية :

حضر محليل التالية ابتداء من محليل ذات تركيز 1 عياري (1N) :

- 100 ml من محلول  $\text{HNO}_3$  (0.1) عياري.

- 100 ml من محلول  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (0.1) عياري.

- 250 ml من محلول  $\text{H}_3\text{PO}_4$  (0.1) عياري.

### 2- ابتداءاً من البلورات.

وفقاً للتركيز والحجم المراد تحضيره نعين الكمية اللازمة وزنها.

حيث نزن الكتلة  $m$ :  $m = M \cdot C \cdot V$  (g) ( $M$  هي الكتلة المولية).

نضع الكتلة الموزونة في حوجلة ذات الحجم المراد تحضيره بإستعمال قمع و إضافة الماء المقطر حتى النصف ثم نحرك لتذوب البلورات. يذهب النوبان وعندما تصل درجة حرارة محلول إلى درجة حرارة المخبر غلاً الحوجلة بالماء المقطر حتى الخط.

### تطبيقات:

تحضير محلول ملحي ( $\text{NaCl}$ ) و محلول سكري ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) :

حضر محليل التالية:

- 250 ml من محلول  $\text{NaCl}$  (0.1) مولر.

- 100 ml من محلول  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  (0.1) مولر.

## كيمياء II

### حساب السعة الحرارية النوعية لمسعر حراري

T. P. N° 1

هدف التجربة:

حساب السعة الحرارية النوعية لمسعر حراري ( $C_k$ ).

الجائب النظري:

إن أي تحول فيزيائي أو كيميائي لجملة ما يصاحبها تغير في الطاقة الكلية لهذه الجملة وتعتبر الطاقة الحرارية (أو اختصاراً الحرارة) أحد الصور الشائعة للطاقة تنتقل الحرارة تلقائياً (أي دون تدخل خارجي) من جسم ساخن إلى آخر بارد بحيث أنه إذا كان هناك جسمان في حالة تماش وعند درجتي حرارة مختلفتين فإنهما يتبادلان الحرارة حتى يصلان إلى نفس درجة الحرارة نقول عندها أنه حدث توازن حراري بينهما.

يمكن قياس كمية الحرارة المتبادلة بين الأجسام باستعمال المسعر الحراري **Calorimètre** ويعرف بأنه إناء ذي جدران عازلة لا تسمح بدخول أو خروج الحرارة منه (على الأقل نظرياً) لكن يمكن للمواد الموجودة بداخله أن تتبادل الحرارة فيما بينها. لكن المسعر الحراري بالخصوص جدرانه الداخلية ولواحقه مثل أداة التحرير والمقاومة الكهربائية (إن كان مزوداً بها) يمكنها أن تتبادل الحرارة مع المواد الموجودة بداخله، لهذا من الضروري تحديد سعته الحرارية النوعية  $C_K$ .

تعرف السعة الحرارية النوعية (أو السعة الحرارية) ويرمز لها غالباً بـ  $C$  بأنها خاصية فيزيائية (حرارية) تميز المواد بعضها عن بعض وهي تساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد (أو مول) من مادة ما درجة واحدة، وحدتها هي:

$$\text{Joule (calorie)/mol (g).}^{\circ}\text{K}$$

عند تغير درجة حرارة جملة ما فإن الحرارة الالزامية لهذا التغير يمكن حسابها من العلاقة التالية :

$$Q = m \cdot C \cdot (T_f - T_i)$$

حيث  $Q$ - كمية الحرارة المتبادلة،  $m$ - كثافة الجملة،  $C$ - السعة الحرارية النوعية للجملة،  $T_f$ - درجة الحرارة النهائية (درجة التوازن الحراري)،  $T_i$ - درجة الحرارة الابتدائية.

إذا كانت الجملة هي المسعر الحراري بذاته فإننا نستعمل العلاقة التالية:  $(Q_k = C_k \cdot (T_f - T_i))$  حيث  $C_k$ - السعة الحرارية النوعية للمسعر.

لتحديد السعة الحرارية النوعية للمسعر الحراري لابد أن نتركه يتبادل الحرارة مع مادة أخرى ولهذا سوف يتم وضع كمية معلومة الكثافة من ماء ساخن (معلومة سعته الحرارية النوعية  $C_w$ ) وحيث أن عملية التبادل الحراري بين الماء الساخن والمسعر البارد تتم داخل المسعر الحراري (بدون ضياع للحرارة) فعند التوازن الحراري يكون:

$$Q_{abs} + Q_{deg} = 0 \Rightarrow C_k \cdot (T_f - T_i) + m_w \cdot C_w \cdot (T_f - T_w) = 0 \Rightarrow C_k = m_w \cdot C_w \cdot \frac{(T_w - T_f)}{(T_f - T_k)} \quad (1)$$

$T_w$  هي درجة حرارة الماء الساخن،  $T_f$  هي درجة حرارة المسعر الحراري الفارغ،  $m_w$  هي كثافة الماء الساخن،  $C_w$  هي السعة الحرارية النوعية للماء وتساوي  $1\text{cal/g.}^{\circ}\text{C}$ .

جدran أي مسعر حراري لا تعزله بصورة مطلقة ويكون هناك ضياع للحرارة ولاسترجاع هذه الحرارة المفقودة إلى الوسط الخارجي (عبر جدران المسعر والفتحات الموجودة به) فإننا نحدد قيمة  $T_k$  (درجة الحرارة النهائية) بيانياً بتضديد المنحنى حسب ما هو موضح في المخطط البياني في الصفحة الثانية.

### الأدوات و المواد المستعملة:

مسعر حراري - ميزان - ميقاتيه - ترمومتر - بيسر - سخان كهربائي - ماء مقطر.

### طريقة العمل:


باستعمال ميزان وزن 400g من الماء المقطر ونسخها حتى  $40^{\circ}\text{C}$  في هذه الائتماء تقوم بتسجيل درجات الحرارة في المسعر الفارغ كل 10 ثوان باستعمال الترمومتر الأول لمدة 30 ثانية لتحديد قيمة  $T_k$  مستعينين بالميقاتيه لحساب الوقت عند هذا الحد نحدد درجة حرارة الماء الساخن  $T_w$  بدقة باستعمال الترمومتر الثاني ونسجلها في الجدول المرفق وبسرعة تقوم بسكب الماء الساخن في المسعر، نغلقه ونقوم برجه بهدوء مع تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوان لمدة ثلاثة دقائق (180 ثانية).

توكيا للنفحة نعيد التجربة عدة مرات وحتى يستعيد المسعر الحراري درجة حرارة الغرفة بين كل تجربتين تقوم بتبريده بمائه بارد عند درجة حرارة الغرفة وتركه لبعض الوقت (حوالى 5 دقائق) ثم نعيد التجربة التالية، تسجل النتائج في الجدول المرفق. يتم رسم منحنى تغير درجة حرارة المجموعة (مسعر حراري والماء الساخن) حيث يكون الزمن بالثوانى على محور الفواصل ودرجة الحرارة المئوية على محور الترتيب إما يدويا على ورق ميليمترى أو بالاستعانة ببرنامجه Excel وبعملية تمديد للمنحنى نحدد قيمة  $T_f$  و منه نحدد قيمة  $C_k$  باستعمال العلاقة الأخيرة (1).

**ملاحظة:** حيث أنه لدينا ثلاثة تجارب فإنه يلزم رسم ثلاثة منحنيات وحساب ثلاثة قيم لم  $C_k$  فتكون قيمة السعة الحرارية للمسعر

$$C_{k(moy)} = \left( \frac{C_{k1} + C_{k2} + C_{k3}}{3} \right)$$

الحراري هي :



التجربة 1		التجربة 2		التجربة 3	
$T_w =$		$T_w =$		$T_w =$	
t(s)	$T ({}^{\circ}\text{C})$	t(s)	$T ({}^{\circ}\text{C})$	t(s)	$T ({}^{\circ}\text{C})$
0		0		0	
10		10		10	
20		20		20	
30		30		30	
40		40		40	
50		50		50	
60		60		60	
70		70		70	
80		80		80	
90		90		90	
100		100		100	
110		110		110	
120		120		120	
130		130		130	
140		140		140	
150		150		150	
160		160		160	
170		170		170	
180		180		180	

# مُعَدِّلَةِ حِمَاءِ II

T.P. N° 2

## **الهدف من التجربة:**

نهض من وراء هذه التجربة إلى التعرف على أنواع الأحاضن والقواعد، كيفية إجراء معالجة حمض-قاعدة، التعرف على الكواشف الملونة وكيفية تحديد نقطة التكاليف، تعين التركيز الاتجاه الكيميائية المتواجدة في المحلول.

الخطيب التذللي:

للمحاليل الخصبية وللتراكيز أهمية كبيرة وبالخصوص في الكيمياء الصناعية حيث تستهلك الصناعة الكثير منها كمفاعلات أو كمحفزات للتفاعلات.

وقد دخل مفهوم pH في حياتنا اليومية فنتكلم عن pH مواد غذائية (المعلبات)، صابون، شمعون و حتى عن أدوية معندة لمحضنة للمعدة، مواد كيميائية....الخ، ويعرف لك pH بأنه قوة الهيدروجين و يعبر عن ترتكز شوارد الهيدروجين (شوارد الهيدرونيوم) في محلول ما حيث:

$$pH = -\log_{10} [H_3O^+]$$

حيث  $[H_3O^+]$  هو تركيز شوارد الهيدروجينوم في المحلول بالسول/ليتر، وقيمة pH تتغير من 0 إلى 14. تتضمن عن محلول الله:

- حمضی اذا کان  $pH < 7$

- متعادل إذا كان  $\text{pH} = 7$

- قادی ادا کان  $pH > 7$

هذا لامانن تفكك كلية في المحلول فتقول أنها قوية و لغير تفكك جزئيا فتقول أنها ضعيفة (نفس الشيء للتراويد)،  
بحيث أن:

## **الحمض القوي فلن:**

حيث  $pH = -\log_{10} C$  هو تركيز الحمض القوي.

الحمض الضعيف فلن:  $pH = \frac{1}{2} [pK_a - \log_{10} C]$  حيث C هو تركيز الحمض الضعيف و

$$K_a = [H^+][A^-] / [HA]$$

لأن معلنة حمض - كقاعدة تهدف إلى تحديد تركيز الحمض أو القاعدة في محلول ما بمعرفة تركيز أحد هما، حيث يحدث تعامل في محلول حسب التفاعل للعلم:

**مُعْضٌ + قاعدة ← مُلْحٌ + عام**

و ندعوا نقطة التكالب اللحظة التي يتساوى فيها عدد شوارد ال�يدرونيوم (الحمض) مع عدد شوارد الهيدروكسيل (القاعدة)

$$n(H_3O^+) = n(OH^-) \longrightarrow C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_b \dots \dots (1)$$

لتعرف على نقطة التكاليف يستعمل:

شوارد  $\text{OH}^-$  في مطول مائي.

2) تعريف بروتسد-لوري: الحمض هو كل مادة تعطي بروتونات  $\text{H}^+$  و القاعدة هي كل مادة تستقبل بروتونات.

الهدف العلمي:

### 1) المواد والأدوات المستعملة:

سحلعة، ملصق، قبوب مدرج، بيش، أرلن  
ماء مقطر، كواشف ملونة (المتيل البرتقالي و فينول للثالين)

- حمض كلور الماء  $\text{HCl}$ .
- حمض الخل  $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4.75$ .
- هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  بتركيز  $0.05 \text{ Molar}$ .

2) طريقة العمل: في البداية نناكم من نظافة و جفاف الأدوات لزجاجية المستعملة، نضع 10 مل من الحمض في أرلن و نضيف له قطرات من الكاشف الملون للاحظ و نسجل اللون.

تملا السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (القاعدة) معلوم التركيز، نضع الأرلن المحتوى على للحمض تحت السحاحة ثم نضيف القاعدة تدريجيا مع الرج حتى تغير لون المحلول و نسجل حجم القاعدة المضافة، نعيد التجربة مرتين مع كل حمض، و باستخدام العلاقة (1) نقوم بحساب تركيز الحمضين المجهولين و نسجل النتائج على الجدول المرفق.

حمض الخل ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )		حمض كلور الماء ( $\text{HCl}$ )	
تركيز الحمض (mole/l)	حجم القاعدة (ml)	تركيز الحمض (mole/l)	حجم القاعدة (ml)
$C'_1 =$	$V'_1 =$	$C_1 =$	$V_1 =$
$C'_2 =$	$V'_2 =$	$C_2 =$	$V_2 =$
$C'_{moy} =$	$V'_{moy} =$	$C_{moy} =$	$V_{moy} =$

الأسئلة التالية تتم الإجابة عنها في التقرير:

1) أذكر تعرف آخر للحمض و القاعدة بخلاف المذكورين سابقا.

2) عرف الكاشف الملونة مع ذكر المعايير المستعملة في اختيار الكاشف المناسب.

3) أحسب تركيز الأحماض بالمول / ليتر.

4) أحسب قيم  $\text{pH}$  عند نقطه التكاليف.

5) أذكر مختلف الشوارد (الأثراد) المتواجدة في المحلول.

## البيانات

قياس كمية الحرارة

TP: N= 3

الكتلية للسائل

### I - الهدف من التجربة:

ان الهدف المستوحي من هذه التجربة هو قياس الحرارة الكتيلية للسائل: (الماء). و ~~كمية حرارة الكهربائي~~

### II - الكتلة المكافئة ماء للمسuer:

لتعين  $m_1$  ، نمزج مع كتلة الماء  $m_1$  والتي درجة حرارتها  $\theta_1$  والمتواجدة داخل المسuer ، كتلة من الماء  $m_2$  درجة حرارتها  $\theta_2$  ، بعد التوازن الحراري نقيس درجة الحرارة الجديدة داخل المسuer  $\theta_e$  من علاقة التبادل الحراري نستنتج العلاقة

$$q_e = m_2 \frac{\theta_2 - \theta_e}{\theta_e - \theta_1} - m_1$$

حيث  $m_1 = m_2 = 50g$

أ- برهن العلاقة التي تعطي الكتلة المكافئة ماء للمسuer ، وذلك باستعمال علاقه التبادل الحراري .

### III - السعة الحرارية للماء:

#### - الجاذب التجربى :

- يجب ان تكون درجة حرارة السائل اقل من درجة حرارة الغرفة بدرجتين تقريبا.

- ضع ~~50~~ 100 مل من هذا السائل داخل المسuer ثم سجل درجة الحرارة كل دقيقة و ذلك لمدة ثلاثة دقائق.

- عند نهاية الثلاث دقائق شغل جهاز التوليد الكهربائي ، لتعتبر درجة الحرارة هي  $\theta_0$  ، ثم نبدأ في التسخين ، مع مراعات عدم تجاوز تغير في درجة حرارة المسuer بأكثر من  $4^{\circ}\text{C}$  . سجل درجة الحرارة هذه المرة كل 30 ثانية حتى نهاية عملية التسخين.

- اقطع لقطاطعة ثم سجل درجة الحرارة النهائية بعد مرور ثلاثة دقائق.

- ضع النتائج في جدول ، ثم ارسم المنحنى  $f(t) = \theta$ .

أ- أكتب علاقة التكافؤ بين الطاقة الكهربائية والحرارة ، ثم يستنتج السعة الحرارية للماء .

ب- بير الفرق في النتيجة اعتمادا على معرفتك للظواهر الفيزيائية التي تؤثر في عملية القياس.


**قياس كمية الحرارة**

**المكتبة المسوائل**

التاريخ: .....  
التوقيت: .....

رقم الطولية: .....  
رقم الفوج: .....

اسماء عناصر المجموعة: .....



$t(s)$	$\theta(^{\circ}C)$
630	
660	
690	
720	
750	
780	
810	
840	
870	
900	
930	
960	
990	
1020	
1050	
1080	
1110	
1140	
1170	
1200	

$t(s)$	$\theta(^{\circ}C)$
0	
30	
60	
90	
120	
150	
180	
210	
240	
270	
300	
330	
360	
390	
420	
450	
480	
510	
540	
570	
600	

الكتلة المكافحة	
$m_1$	
$m_2$	
$\theta_1$	
$\theta_2$	
$\theta_{eq}$	
$\mu$	

السعة الحرارية	
$t(mm)$	$\theta(^{\circ}C)$
0	
1	
2	
3	

## تفاعلات الأكسدة والازجاع

## كيمياء II

الهدف من التجربة:

لهدف من وراء هذه التجربة إلى التعرف على تفاعلات الأكسدة والازجاع، وتحديد تركيز محلول بالاعتماد على تفاعل معيارى: أكسدة لرجاعية.

الجانب النظري:

من هنا لم يلاحظ تكون طبقة حمراء على قطع الحديد لو طبقة بيضاء اللون على أولئك الألوميلفوم أو طبقة خضراء على قطع النحاس أثناء تعرضاً لها للرطوبة إن هذه الظاهرة ناتجة عن تأكسد المعدن (تفاعل مع الأكسجين) و تفاعلات الأكسدة والازجاع تطبيقات مفيدة في حياتنا فالبطاريات (الجافة وغير الجافة) مبنية على هذا النوع من التفاعلات.


و تعرف تفاعلات الأكسدة والازجاع بأنها تفاعلات كيميائية يتم فيها تبادل الإلكترونات بين مادة و أخرى، و هي محصلة لتفاعلين متزامنين هما: تفاعل الأكسدة و تفاعل الازجاع (أو الاختزال) بحيث أن عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل

الأكسدة (زيادة في درجة التأكسد) يكون مساوً لعدد الإلكترونات المكتسبة في تفاعل الازجاع (نقصان في درجة التأكسد).

و تعرف درجة التأكسد بأنها الفرق بين عدد الإلكترونات في النرة المتعادلة و أيونها أمثلًا في المركب التالي:

درجة تأكسد  $\text{Cu}$  هي 0 بينما درجة تأكسده في مركب  $\text{CuO}$  هي +2 فلقول أن  $\text{Cu}^{+2}$  له درجة تأكسد +2 و قد يكون نفس النحاس المنصر عدة درجات تأكسد.

في هذه التجربة تقوم بمعايرة حمض الأوكزاليك ( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ) بمحلول برميقات البوتاسيوم ( $\text{KMnO}_4$ ) في وسط حمضي ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) حيث يحدث تفاعل أكسدة-ازجاع حسب المعادلات التالية:



مع العلم أن محلول المانى لأيونات البرميقات  $\text{MnO}_4^-$  لون بنفسجي خامق و درجة تأكسد المانيفيلز هي (+7) و عندما

ترجع إلى أيون المانيفيلز  $\text{Mn}^{+2}$  (ذو درجة تأكسد +2) و الذي لا يكون لمحلوله المانى لون و عليه تستدل على نهاية

تفاعل الازجاع من زوال اللون بنفسجي للمحلول و تغيره اللون الوردي.



حيث تتأكسد ذرة الكربون في حمض الأوكزاليك (درجة تأكسد +3) إلى جزئى ثانى أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$  (درجة تأكسد

+4) و تكتب المعادلة الكيميائية العامة التي تضم كل الأفراد الكيميائية في المحلول على الشكل التالى



باستعمال العلاقة:  $N \cdot V = N' \cdot V'$  حيث  $N$  هي النظامية يمكننا حساب نظامية محلول برميقات البوتاسيوم و وبالتالي

يمكن استنتاج مolarيته حيث: النظامية = المolarية  $\times$  التكافؤ ، مع العلم أن التكافؤ يساوى في حالة تفاعلات الأكسدة

و الازجاع تساوى إلى عدد المكتسبة أو المفقودة في التفاعل.

الجانب العملى:

1- المواد والأدوات المستعملة:

سحلبة، ملصقة، أنبوب مدرج، بيشر، أرن.

ماء مقططر، حمض الأوكزاليك بتركيز 0.05 مولار، حمض الكربونيك تركيز 10% وزناً، محلول برميقات البوتاسيوم.

## 2- طريقة العمل:

نناك من نظالة و حفاف الأولي المستعملة، يضع 10 مل من حمض الأوكزاليك (تركيزه 0,05 مول / لتر) في أران ثم نضيف له 50 مل من ماء مطر ملخن (حوالى 50°C) ثم نضيف عليهم 20 مل من حمض الكبريتيك (تركيزه 10%).

نملئ السحاحة بمحلول برميقات البوتاسيوم (مجهول التركيز)، نضع الأران تحت السحاحة ثم نعاير بإضافة برميقات البوتاسيوم مع الرج من حين لأخر حتى الحصول على لون وردي فاتح، عددة نغلق السحاحة و نسجل الحجم المضاف من محلول البرميقات، نكرر التجربة مرة أخرى لتنقيص القياسات.

### نتائج المعايرة

رقم التجربة	حجم برميقات البوتاسيوم	
V <sub>1</sub> = ml	1	
V <sub>2</sub> = ml	2	
V <sub>moy</sub> = ml	-	

### الأسئلة

- بحضر تقرير يتلاؤ موضوع المعايرة باستعمال تفاعلات أكسدة - رجاع و يتم الإجابة على الأسئلة التالية في التقرير
- ما هي مolarية محلول برميقات البوتاسيوم؟
  - لحسب نظرية محلول برميقات البوتاسيوم و حمض الأوكزاليك؟
  - ما هو عدد الإلكترونات التي تم تقليلها خلال التفاعل العام أكسدة - رجاع؟